

Erklärung

01.03.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir, **Safecare Biothech (Hangzhou) Co., Ltd.**, (Adresse: Fl.2 Blog.2, No.18 Haishu Road, Hangzhou 311121 China), als Hersteller der Produkte COVID-19 Antigen-Schnelltest-Kit (Tupfer) und COVID-19-Antigen-Schnelltest-Kit (Speichel), erklären hiermit, dass unser COVID-19 Antigen-Schnelltest-Kit (Tupfer) und COVID-19 Antigen-Schnelltest-Kit (Speichel) wirksam für den Nachweis von SARS-CoV-2 Antigen ist, sogar bei der Variante **Omicron (B.1.1.529)**.

Bei der Erkennungsstelle, der in unserem Antigentest verwendeten Rohstoffe handelt es sich um Nukleokapsidprotein (Nukleoprotein oder Protein N) Antigene, die sich von den Mutationsstellen unterscheiden, daher erklären wir, dass unsere Produkte theoretisch in der Lage sind, diese neue Variante aus Südafrika zu erkennen.

Wir als Safecare Biothech, legen großen Wert auf unser Qualitätsmanagementsystem und bemühen uns, unseren Kunden die besten Produkte zu bieten. Wir informieren Sie offiziell, wenn aktuelle Informationen

zu unseren Antigen Schnelltests vorliegen

Mit freundlichen Grüßen

SAFECARE BIOTECH (HANGZHOU) CO., LTC